

Renfert

making work easy

Promo
lab

Genius

-20%

Кисточки из
натурального ворса с
защитной функцией

Долгий срок службы благодаря инновационной защитной функции ■ Удлиненная форма благодаря высокому качеству ворса ■ Особо экономичное решение благодаря заменяемым наконечникам кисти

Набор Genius Set из 4 кисточек разных размеров (2, 4, 6, 8),
Арт. № 1715 0000

€ 76,–



Защитная функция

Genius размер 2, 1 шт.,
Арт. № 1715 0002

€ 13,90



Genius размер 4, 1 шт.,
Арт. № 1715 0004

€ 16,50



Genius размер 6, 1 шт.,
Арт. № 1715 0006

€ 24,60



Genius размер 8, 1 шт.,
Арт. № 1715 0008

€ 41,60



НОВИНКА



 **REMIS**
dental group

Цены действительны с 13.09. по 31.12.2017

MT plus

-20%

Триммер для влажной и сухой обработки

Простой и быстрый уход благодаря снимающейся без инструментов фронтальной дверцы ■ Простая очистка благодаря снимающимся столику и распыляющей трубке ■ Звукоизолирующий, устойчивый к царапинам корпус из специального полиуретана

MT plus
с диском Klettfix
(только для мокрой
обработки),
Арт. № 1803 0000

€ 1.050,—



Millo pro

-20%

Аппарат для фрезерования зубных рядов

Быстрая обработка моделей зубных рядов благодаря мощному, не требующему технического ухода двигателю ■ Регулировка фрезы по высоте позволяет работать без повреждения зубов модели

Millo pro,
Арт. № 1805 0000

€ 730,—



Twister evolution

-20%

Вакуумный смеситель программируемый

Надежная обработка большого количества смешиваемого материала благодаря высокому моменту вращения смесительного мотора ■ Интуитивное программирование и обслуживание с помощью большого, яркого дисплея ■ Регулируемый в пределах от 70% до 100% вакуум предотвращает образование пузырьков у гипса и дублировочных силиконов

Twister evolution
вкл. стакан 500 мл и
смесительный механизм,
Арт. № 1828 0000

€ 1.065,—



Magma


-20%

Муфельная печь

Равномерное распределение температуры благодаря четырехстороннему нагреву ■ Быстрая скорость нагрева: за 60 мин. до 900°C ■ 99 программных ячеек памяти + 1 программа для шоковых паковочных масс

Magma,
Арт. № 2300 0000

€ 1.890,—



Покупайте у Вашего дилера:
www.renfert.com/rus/ru/top/poisk-dilera

Renfert

GEO Expert Wax Set

-20%

Набор восков GEO Expert Wax Set от А. Бругуеры

Простое воспроизведение естественных форм и оттенков зубов с помощью инструкции Августа Бругуеры ■ Прецизионное моделирование даже самых мелких структур, таких как бугры и мамелоны, благодаря оптимальной устойчивости и сбалансированному времени текучести и отверждения



GEO Expert Wax Set,
Арт. № 634.0006

€ 84, —

Цены действуют только при покупке у дилеров Ренферт, принимающих участие в промо-акции и только при наличии товара на складе. Цены включают НДС. При значительном изменении курса рубля к евро цены могут быть изменены.

GEO Crowax

-20%

Моделировочные и специальные воски

Отлично поддается моделированию и скоблению благодаря сбалансированным свойствам материала ■ Высокая точность припасовки благодаря незначительной усадке ■ Лёгкая адаптация благодаря мягкой и слегка эластичной консистенции воска (пришеечный и базовый воск)

НОВИНКА

GEO Crowax, зеленый, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г	№ 475 0100
GEO Crowax, синий, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г	№ 475 0200
GEO Crowax, красный, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г	№ 475 0300
GEO Crowax, бежевый, opak, среднетвёрдый, 80 г	№ 475 0400
GEO Crowax, серый, opak, среднетвёрдый, 80 г	№ 475 0500
GEO Crowax пришеечный и базовый воск красный, прозрачный, мягкий - среднетвёрдый, 80 г	№ 475 0600

каждый

€ 8,80



Renfert

Гарантия непрерывности
рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

Гарантии действуют с момента приобретения
оборудования Ренферт.

Top spin

Прибор для сверления отверстий под штифты

Точность сверления $\leq 0,01$ мм благодаря уникальной технологии подшипников вала ■ Мощный мотор без падения оборотов при сверлении 8000 об./мин. ■ Легкое сверление благодаря уникальной геометрии сверла

Top spin,
Арт. № 1840 0000

€ 685,—



Bi-V-Pin

Штифт с пластмассовой втулкой

V-образный профиль идеален и при работе в стесненных условиях ■ Короткий фрикционный путь 1 мм для безопасного снятия штампов ■ Равномерное трение всех штифтов благодаря разгрузочной щели

Bi-V-Pin
с пластмассовой
втулкой,
1 000 шт.,
Арт. № 329 2000

€ 115,—



Pro-Fix

Прецизионный штифт с пластмассовой втулкой

Короткий фрикционный путь 1 мм для безопасного снятия штампов ■ Гарантируется одинаковая сила трения у всех штампов

Pro-Fix
с пластмассовой втулкой,
1 000 шт.,
Арт. № 367 2000

€ 92,—



Smart-Pin

Узкий и короткий штифт

Чрезвычайно тонкие штифт и втулка ■ Для особо стесненных условий ■ Высота штифта для низких цоколей моделей позволяет экономить гипс

Smart-Pin,
1 000 шт.,
Арт. № 366 2000
+ Втулки для Smart-Pin,
1 000 шт.,
Арт. № 366 2100

€ 73,20

